

HbA1c liquidirect Controls

REF 10775

Content 2 x 0.5 ml

LOT 21002
29.02.2024

Version 1 / 26-07-2021

Target Values / Sollwerte / Valores Asignados/ Valeurs Cibles

| |
|---------|
| Unit |
| Einheit |
| Unidad |
| Unité |

| Control Blood normal [CBN] | |
|-------------------------------|------------------|
| Mean | Range |
| Mittelwert | Bereich |
| Media | Rango |
| Moyenne | Plage de valeurs |

| Control Blood abnormal [CBA] | |
|---------------------------------|------------------|
| Mean | Range |
| Mittelwert | Bereich |
| Media | Rango |
| Moyenne | Plage de valeurs |

| Device Gerät Instrumento Equipement | HumaStar 300SR | mmol/mol Hb |
|--|----------------|-------------|
| | | % |
| | HumaStar 600 | mmol/mol Hb |
| | | % |
| other | mmol/mol Hb | |
| | % | |

| | | | |
|------|------|---|------|
| 38,8 | 34,0 | — | 43,5 |
| 5,64 | 5,21 | — | 6,07 |
| 46,5 | 45,7 | — | 47,3 |
| 6,34 | 6,26 | — | 6,41 |
| 39,3 | 32,8 | — | 45,8 |
| 5,69 | 5,10 | — | 6,27 |

| | | | |
|------|------|---|------|
| 118 | 112 | — | 125 |
| 12,8 | 12,2 | — | 13,4 |
| 124 | 121 | — | 128 |
| 13,3 | 13,0 | — | 13,7 |
| 118 | 112 | — | 125 |
| 12,8 | 12,2 | — | 13,4 |