# **HEXAGON ROTA**

Nuevo

Diagnóstico rápido – para una terapia y un control efectivo





## **HEXAGON ROTA**

## Diagnóstico rápido para rotavirus



### ROTAVIRUS – UN RETO GLOBAL

Rotavirus – la causa principal de grave diarrea y deshidratación de bebés y niños de corta edad en todo el mundo. El virus es altamente contagioso y causa un gran número de hospitalizaciones. Un diagnóstico temprano evita una propagación adicional y reduce la mortalidad.

#### **HEXAGON ROTA**

#### Rendimiento excelente

- Sensibilidad de un 95 % y especifidad de un 99 % comparado con PCR y ELISA
- > No hay reacciones cruzadas con adenovirus, norovirus, E. coli, E. faecalis und S. enteritidis

### Diagnóstico rápido

- > Resultados en menos de 15 minutos incluida la extracción de muestra
- > Permite iniciar las medidas terapéuticas adecuadas
- Implementación más rápida de medidas de control de infección en hospitales y guarderías


#### Diseño del producto práctico

- Estuche completo con dispositivos de prueba,
  tubos de extracción, hisopos y pipetas de transfer
- Hisopos especiales para la recolección de la muestra idóneos para muestras líquidas
- > Almacenamiento flexible a 2...30°C
- > Vida útil de 18 meses

## Cumple los altos estándares europeos ( €

Garantía adicional de calidad –
 una ventaja para los usuarios en todo el mundo

## PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS RÁPIDO Y SIMPLE



No. del catálogo

Nuveo HEXAGON ROTA 20 determinaciones 58092

