

HEXAGON ROTA

NUEVO

| Diagnóstico rápido – para una terapia y un control efectivo

Pruebas rápidas de screening



- > Detecta antígenos de rotavirus de grupo A
- > Resultados en menos de 15 minutos
- > Alta sensibilidad y especificidad
- > Estuche completo
- > Cumple los altos estándares europeos CE




Human

Diagnostics Worldwide

HEXAGON ROTA

Diagnóstico rápido para rotavirus



ROTAVIRUS – UN RETO GLOBAL



Rotavirus – la causa principal de grave diarrea y deshidratación de bebés y niños de corta edad en todo el mundo. El virus es altamente contagioso y causa un gran número de hospitalizaciones. Un diagnóstico temprano evita una propagación adicional y reduce la mortalidad.

HEXAGON ROTA

Rendimiento excelente

- > Sensibilidad de un 95 % y especificidad de un 99 % comparado con PCR y ELISA
- > No hay reacciones cruzadas con adenovirus, norovirus, *E. coli*, *E. faecalis* und *S. enteritidis*

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS RÁPIDO Y SIMPLE



Diagnóstico rápido

- > Resultados en menos de 15 minutos – incluida la extracción de muestra
- > Permite iniciar las medidas terapéuticas adecuadas
- > Implementación más rápida de medidas de control de infección en hospitales y guarderías

Diseño del producto práctico

- > Estuche completo con dispositivos de prueba, tubos de extracción, hisopos y pipetas de transfer
- > Hisopos especiales para la recolección de la muestra – idóneos para muestras líquidas
- > Almacenamiento flexible a 2...30°C
- > Vida útil de 18 meses

Cumple los altos estándares europeos

- > Garantía adicional de calidad – una ventaja para los usuarios en todo el mundo

No. del catálogo

NUVEO

HEXAGON ROTA

20 determinaciones

58092