


**Dispositivos médicos para el control de la salud de los pacientes
indispensables, inmediatos, fiables**




- No invasivos
- Parámetros vitales
- Control de pacientes

U·OXI YOUME)))

Determinación inmediata de parámetros vitales – múltiples aplicaciones

- Para uso profesional (y índice de perfusión)
- Alineación automática de la pantalla
- Conectividad a distancia USB-ordenador



u·oxi Oxímetro de pulso de dedo

REF 91100

Para el control de

- SpO₂ – nivel de oxígeno de la sangre arterial – comprobación no invasiva del aparato respiratorio
- Ritmo cardíaco – seguimiento constante del funcionamiento del corazón
- IP (índice de perfusión) calidad de la perfusión periférica
- Sonda para niños opcional

Indicado para

Centros ambulatorios, dispensarios, consultas, servicios de urgencia, ambulancias, cuidados intensivos, quirófanos, clínicas del sueño, atención intermedia, equipos móviles

Control multiparamétrico del paciente – para uso profesional

- Control puntual y seguimiento continuado
- Alarmas audibles y visibles;
configurable para el seguimiento continuado
- Dispositivo compacto y portátil con batería
recargable incorporada
- Configurable para uso neonatal, pediátrico y en
adultos -útil para un gran número de pacientes
- Accesorios múltiples para adultos,
niños y neonatos



u·vital Monitor de constantes vitales

REF 91200

Brazalete NIBP
para adultos



Sonda de dedos
SpO2 para adultos



Para el control de

- SpO2 – nivel de oxígeno de la sangre arterial – comprobación no invasiva del aparato respiratorio
- Ritmo cardíaco – seguimiento constante del funcionamiento del corazón
- NIBP [presión arterial no invasiva]: Presión sistólica
Presión diastólica

Indicado para

Centros ambulatorios, dispensarios, consultas, servicios de urgencia, ambulancias, cuidados intensivos, quirófanos, clínicas del sueño, atención intermedia

u·sono YOU MED))

Diagnóstico fetal y vascular básico – seguro y no invasivo

- Doble uso: monitor Doppler vascular y fetal
- Ritmo cardíaco fetal indica el bienestar del feto
- Con sondas para distintos usos y profundidades



u·sono Monitor Doppler de bolsillo con sonda de 2 MHz *REF 91150*

Para el control de

- Ritmo cardíaco fetal (RCF)

u·sono Monitor Doppler de bolsillo *REF 91150*

opcionalmente: sonda vascular de 3, 4, 5 y 8 MHz

Para el control de

Flujo sanguíneo venoso y arterial

Indicado para

Centros ambulatorios, dispensarios, atención a la maternidad, servicios de urgencia, salas de partos, clínicas ginecológicas, atención domiciliaria



u·toco YOUME)))

Monitor básico de ritmo cardiaco fetal y contracciones



- Evaluación y seguimiento de contracciones uterinas
- Sonda de pulso Doppler sensible (2 MHz)
- Valores numéricos y en forma de onda simultáneamente
- Marcado manual del movimiento fetal
- Impresora integrada de alta resolución y larga duración
- Doble monitor [opcional]
- Adecuado desde las 12 semanas de gestación para el control del ritmo cardiaco fetal


u·toco Cardiotocógrafo, sonda de 2 MHz REF 91300

Para el control de

- Ritmo cardiaco fetal (RCF)
- Contracción uterina (TOCO)

Indicado para

Clínicas ginecológicas, atención a la maternidad, salas de partos, equipos móviles, atención domiciliaria



Información sobre pedidos



u-oxi Oxímetro de pulso de dedo

REF

91100

incluye: cable USB, CD con software



u-vital Monitor de constantes vitales

91200

incluye: Sonda de dedos SpO2 para adultos, brazalete NIBP para adultos

opcionalmente: Sonda de dedos SpO2 para adultos 91210

Sonda de punta blanda SpO2 para adultos 91211

Sonda de dedos SpO2 de uso pediátrico 91212

Sonda SpO2 para adultos desechable 91220

Sonda SpO2 de uso pediátrico desechable 91221

Sonda SpO2 infantil desechable 91222

Sonda SpO2 para neonatos desechable 91223

Cable de extensión digital de 5 patillas
[necesario con todas las sondas SpO2] 91230

Brazalete NIBP [46 - 66 cm] muslo 91250

Brazalete NIBP [33 - 47 cm] adultos, tamaño grande 91251

Brazalete NIBP [25 - 35 cm] adultos 91252

Brazalete NIBP [18 - 26 cm] uso pediátrico 91253

Brazalete NIBP [10 - 19 cm] infantil 91254

Brazalete NIBP [6 - 11 cm] para neonatos 91255

Brazalete NIBP [3,3 - 5,6 cm] para neonatos 91260

Brazalete NIBP [4,2 - 7,1 cm] para neonatos 91261

Brazalete NIBP [5 - 10,5 cm] para neonatos 91262

Brazalete NIBP [6,9 - 11,7 cm] para neonatos 91263



u-sono Monitor Doppler de bolsillo con sonda fetal de 2 MHz

91150

opcionalmente: Sonda vascular de 3 MHz 91163

4 Sonda vascular de 4 MHz 91164

5 Sonda vascular de 5 MHz 91165

8 Sonda vascular de 8 MHz 91168



u-toco Cardiotocógrafo, sonda de 2 MHz

91300

incluye: Tocotransductor, cinturones abdominales, marcador a distancia, papel de impresión

opcionalmente: Sonda de control doble 91310

YOU MED
by **HUMAN**

Distribuido de:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany

Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de