



GAMA COMPLETA PARA EL DIAGNÓSTICO EFECTIVO DE ENFERMEDADES TIROIDEAS


DIAGNÓSTICO AUTOINMUNITARIO



Tiroiditis de Hashimoto



Enfermedad de Graves



anti-TG
anti-TPO
anti-TSH-R

DIÁGNOSTICO CLÍNICO Y AUTOINMUNE DE ENFERMEDADES TIROIDEAS

HUMAN-Imtec ofrece la más amplia línea de productos ELISA para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes del tiroides, que cubre la gama completa del diagnóstico clínico y autoinmune de las enfermedades tiroideas.

- > Análisis y diferenciación de la función del tiroides para uso clínico.
- > Diferenciación entre enfermedades autoinmunes del tiroides (enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto).

Relevancia clínica

fT3/fT4 elevado o normal y TSH baja (< 0,1mU/ml)

TSH elevado o normal (> 4.5mU/ml) y fT3/fT4 bajo

< **Hipertiroidismo** >

< **Hipertiroidismo** >

Relevancia autoinmune

Anticuerpos anti receptor de TSH y TSH bajo, Enfermedad de Graves

Anticuerpos anti-TG, anticuerpos anti-TPO y TSH elevado, enfermedad de Hashimoto

Prevalencia de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes del tiroides




	TG	TPO	Receptor de TSH
Enfermedad de Graves	50-70%	50-80%	80-90%
Tiroiditis de Hashimoto	90-100%	90-100%	10%
Persona sana	5-20%	8-27%	0%

Parámetros de diagnóstico clínico

Detección de hormonas tiroideas	Antígeno	REF
TSH (Hormona estimulante de la tiroides, tirotropina)	Anticuerpo anti-TSH	54030
fT3 (triiodotironina libre)	Peroxidasa (fT3)	54015
fT4 (tiroxina libre)	Peroxidasa (fT4)	54025
T3 (Triiodotironina total)	Peroxidasa (T3)	54010
T4 (Tiroxina total)	Peroxidasa (T4)	54020

Parámetros de diagnóstico de enfermedades autoinmunes

Detección de autoanticuerpos antitiroideos	Antígeno	REF
IMTEC TG-Antibodies	Tiroglobulina	ITC85010
IMTEC TPO-Antibodies	Tiroperoxidasa	ITC85020
IMTEC TSH-Receptor-Antibodies (TRAB)	Receptor de TSH	ITC85030



Soluciones automatizadas fabricadas a la medida y totalmente flexibles para todo tipo de laboratorios. Échele un vistazo a nuestra variada oferta de instrumentos ELISA:

