

HumaSens

Medidor de glucosa

Diseñado para resultar cómodo y seguro

- > Avanzado
- > Rápido
- > Fácil de usar

CENTROS ASISTENCIALES



www.HumaSens.com

Human

Diagnostics Worldwide

HumaSens

Medidor de glucosa



Diseñado para resultar cómodo y seguro

- > Mediciones rápidas
- > Volumen de muestra mínimo
- > Tiras reactivas de larga duración
- > Memoria de gran capacidad

Uso sencillo

- > Diseño simétrico, apto para ambas manos
- > Funcionamiento intuitivo
- > Pantalla de números grandes que facilita la lectura
- > Software de control de datos desde el ordenador fácil de usar

Comodidad y economía

- > Solo 1 µl de volumen de muestra
- > Pila de larga duración (hasta 1000 mediciones)
- > Resultados en 10 segundos
- > Encendido y apagado automáticos

Fiabilidad y seguridad

- > Profundidad de punción regulable
- > Introducción manual opcional para el control del índice de estado del paciente
- > Codificación sencilla con la tarjeta de códigos



Más información en
www.HumaSens.com

Características técnicas

| Características técnicas | HumaSens |
|---------------------------------------|---|
| Margen de medición | 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l) |
| Duración de la pila | Aprox. 1000 resultados |
| Capacidad de la memoria | 360 resultados |
| Margen de temperatura | 10 ... 40 °C |
| Margen de altitud | Nivel del mar – 3250 m |
| Margen de HCT | 30 – 55 % |
| Tecnología | Biosensor electroquímico (glucosa oxidasa) |
| Tipo de calibración | Por plasma |
| Duración (tiras reactivas) | 24 meses |
| Estabilidad una vez abierto el envase | 3 meses |

Productos disponibles

| Productos disponibles | idiomas | REF |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Estuche inicial HumaSens (completo) | GB, D, F, E | 1 estuche 17540 |
| | (completo) P, BG, RO, PL | 1 estuche 17540/E2 |
| | (reducido*) GB, D, F, E | 1 estuche 17540-1 |
| Tiras reactivas de glucosa | GB, D, F, E | 2 x 25 unidades 17542/25 |
| | P, BG, RO, PL | 2 x 25 unidades 17542/25/E2 |
| Solución de control de glucosa normal | GB, D, F, E | 2 x 4 ml 17545 |
| | P, BG, RO, PL | 2 x 4 ml 17545/E2 |
| Lancetas | | 100 unidades 17543 |
| Dispositivo de punción | | 1 unidad 17544 |
| Diario para el paciente | | 1 unidad 17540/100 |
| Software para el seguimiento informatizado | | 1 unidad 17550 |
| Cable de conexión al ordenador | | 1 unidad 17549 |
| Paquete de recambios HumaSens | | 5 medidores 17540/5 |
| Conjunto de pilas | | 2 unidades 17548 |

* sin lancetas ni dispositivo de punción

GB = inglés, D = alemán, F = francés, E = español, P = portugués, BG = búlgaro, RO = rumano, PL = polaco

Human

Diagnostics Worldwide