

TESTS RAPIDES DE DÉPISTAGE

Maladies infectieuses · Marqueurs cardiaques · Marqueurs de tumeurs
Grossesse · Rhumatologie · Allergies · Drogues

- > Pour un diagnostic rapide et économique
- > Résultats exacts et fiables
- > Utilisation facile
- > Conforme aux normes européennes de qualité élevées

RAPID SCREENING TESTS

CoreLab DX



Human




Diagnostics Worldwide

TESTS RAPIDES DE DÉPISTAGE DE HUMAN



Tests immunochromatographiques et d'agglutination –
pour un diagnostic rapide, économique et fiable

C'EST RAPIDE ET FACILE!




Test rapide pour sang complet, sérum et plasma – p.ex. Hexagon HIV



Examen de selles – p.ex. HEXAGON OBTI



Test d'agglutination – p.ex. Humatex CRP



Présentation du test



Dispositif de test



Bandelette



Test d'agglutination



Microplaque

MALADIES INFECTIEUSES

Réf.

HEXAGON CHAGAS

Test de dépistage pour anticorps *T. cruzi* dans le sang complet, sérum et plasma.

Sensibilité: 95 %.

Spécificité: 96 %.

Résultats en 10-15 minutes.

20 tests 58002

HEXAGON DENGUE

Test de dépistage pour anticorps Dengue dans le sang complet, sérum ou plasma. Différencie entre anticorps IgM et IgG.

Sensibilité: 94,6 %.

Spécificité: 94,1 %.

Résultats en 15 minutes seulement.

25 tests 58082

HEXAGON HIV

Test de dépistage anti-HIV de 3e génération pour des applications dans le sang complet, sérum ou plasma.

Détecte le sous-type O de HIV-1.

Sensibilité: 100 %, Spécificité: 99,9 %.

Résultats en 10-20 minutes seulement.

40 tests 57002P

100 tests 57004P

HEXAGON HBsAg*

Test de dépistage pour des échantillons de sérum ou plasma.

Sensibilité: 100 %.

Spécificité: 99,7 %.

Résultats en 20–30 minutes.

3 x 20 tests 58003

HEXAGON HCV*

Test de dépistage pour anti-HCV dans le sang complet, sérum ou plasma.

Corrélation excellente avec ELISA et PCR.

Sensibilité: 99,3 %.

Spécificité: 99,5 %.

Résultats en 5–20 minutes seulement.

40 tests 58072



Réf.

RÉSULTATS EN QUELQUES MINUTES

Lorsqu'il est important d'obtenir des résultats rapides

MALADIES INFECTIEUSES

Réf.



HEXAGON SYPHILIS

Test de dépistage de 3e génération pour des anticorps *T. pallidum* dans le sang complet, sérum ou plasma.
Sensibilité: >99%, Spécificité: >99%.
Résultats en 5–20 minutes seulement.

20 tests 58042



SYPHILIS RPR TEST

Test rapide pour la détection qualitative et sémi-quantitative d'anticorps réagines associés au syphilis, dans le sérum ou plasma.
Résultats en 8 minutes seulement.

100 tests 50001

500 tests 50002

500 tests, , accessoires réduits 50016



SYPHILIS TPHA liquid

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative et quantitative d'anticorps au *T. pallidum* dans des échantillons de sérum.
Sensibilité: 98,5%, Spécificité: 100%.
Résultats en 45 minutes.

100 tests 50101



HEXAGON CHLAMYDIA

Test de dépistage pour l'analyse des échantillons de frottis de femmes et d'urine masculine pour la présence de l'antigène LPS.
Sensibilité: 85–88%, Spécificité: 98%.
Résultats en 30 minutes seulement, y compris l'extraction de frottis.

30 tests 58012

60 tubes collecteurs & tampons 58912

Réf.



HEXAGON H. PYLORI

Test de dépistage de 3e génération pour des anticorps *H. pylori* dans le sang complet, sérum ou plasma.
Sensibilité: 96%, Spécificité: 99%.
Résultats en 15 minutes seulement.

20 tests 58022



HEXAGON TB

Test de dépistage pour des anticorps de *M. tuberculosis* dans le sang complet, sérum ou plasma.
Sensibilité: 87%, Spécificité: 90%.
Résultats en 15 minutes seulement.

20 tests 58032



HEXAGON STREP A

Test rapide de dépistage pour l'analyse de frottis pharyngés pour la présence de l'antigène de *Streptococcus* du groupe A.
Sensibilité: 94,7%, Spécificité: 99,7%.
Résultats en 10-15 minutes seulement, y compris l'extraction de frottis.

20 tests 58062



HEXAGON ROTA

Test rapide pour la détection de l'antigène du Rotavirus dans les selles.
Sensibilité: 95%, Spécificité: 99%
(comparés aux dosages PCR et ELISA).
Résultats en moins de 15 minutes.

20 tests 58092

Données de sensibilité / spécificité obtenues lors d'études de comparaison internes/externes

* Produits sans marque CE



HumaTex Toxo*

Test de latex sur lame pour la détection rapide d'anticorps au *Toxoplasma gondii* dans le sérum.

Seuil de détection: 4 IU/ml.

Résultats en 4 minutes seulement.

2,5 ml 50023

Réf.



IM QUICK TEST

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative d'anticorps hétérophiles associés à la mononucléose infectieuse dans des échantillons de sérum.

Sensibilité: 100%, Spécificité: 98,8%.

Résultats en 2 minutes seulement.

20 tests 40039

40 tests 40038



HumaTex FEBRILE ANTIGENS

Test d'agglutination pour la détection qualitative et sémi-quantitative d'anticorps aux antigènes fébriles associés à des salmonelloses (p.ex. la fièvre typhoïde), des brucelloses et des maladies de rickettsie dans des échantillons de sérum. Résultats du test sur lame en 1 minute seulement et du test d'agglutination en tube (test Widal, test Weil-Felix) en 24 heures.

SALMONELLA TYPHI H

8 x 100 tests 50271

SALMONELLA TYPHI O

8 x 100 tests 50281

SALMONELLA PARATYPHI AH

8 x 100 tests 50211

SALMONELLA PARATYPHI BH

8 x 100 tests 50231



Réf.

SALMONELLA PARATYPHI CH

8 x 100 tests 50251

SALMONELLA PARATYPHI AO

8 x 100 tests 50221

SALMONELLA PARATYPHI BO

8 x 100 tests 50241

SALMONELLA PARATYPHI CO

8 x 100 tests 50261

BRUCELLA ABORTUS

8 x 100 tests 50291

CONTROL PC/NC

2 x 2 ml 50200

SALMONELLA KIT

Contient 8 suspensions de *Salmonelles* différentes:

S. typhi H et O, *S. paratyphi* AH, BH, CH,

AO, BO and CO.

8 x 100 tests 50301

MULTISCREENING KIT

Contient des suspensions pour la détection

des anticorps contre *S. typhi* H et O,

S. paratyphi AH et BH, *B. abortus* et *Proteus OX19*

et un contrôle positif et un contrôle négatif.

6 x 100 tests 50201

ALLERGIE

HEXAGON IgE



Test rapide de dépistage pour IgE dans le sérum.

Seuil de détection : 100–150 UI/ml.

Résultats en 15 minutes seulement.

20 tests 29012

URGENCE

Quand le temps est essentiel

MARQUEURS CARDIAQUES

Réf.



HEXAGON TROPONIN

Détecte la troponine I cardiaque dans le sang complet, sérum ou plasma.

Seuil de détection : 0,5 ng/ml.

Résultats en 15 minutes seulement.

20 tests 27032P

MARQUEURS DE TUMEURS



HEXAGON OBTI

Pour la confirmation de sang occulte dans des échantillons de selles. Seuil de détection : 50 ng de Hb/ml de médium de transport.

Résultats en 10 minutes seulement.

Le test peut également être utilisé pour des applications de médecine légale et pour un contrôle d'infections.

24 tests 28009

HEXAGON ONScreen

Test Guaiac pour le dépistage de masse de sang occulte dans les selles.

Seuil de détection : 2 ml de sang/100 g de selles.

Résultats en 30 secondes seulement.

90 tests 28220



HEXAGON PSA

Pour la détection qualitative de l'antigène spécifique de la prostate dans le sang complet, sérum ou plasma.

Seuil de détection : 4 ng/ml.

Résultats en 15 minutes seulement.

20 tests 28032

GROSSESSE

Réf.



HEXAGON hCG 1-Step^{Serum/Urine}

Test rapide de grossesse pour l'utilisation d'échantillons d'urine et de sérum.

Détecte des niveaux d'hCG d'au moins 20-25 UI/l.

Résultats en 4 minutes.

60 tests 68902

150 tests (slim line) 68932



HumaPreg^{Serum/Urine}

Test rapide de grossesse pour l'utilisation d'échantillons d'urine et de sérum.

Détecte des niveaux d'hCG d'au moins 20-25 UI/l.

Résultats en 4 minutes.

40 tests 68004



FERTITEX^{mono}

Test d'agglutination de latex pour la détection d'hCG dans l'urine.

Seuil de détection : 200 UI/l.

Résultats en 2 minutes seulement.

100 tests 60022



RHUMATOLOGIE

Réf.



HumaTex RF

Test d'agglutination de latex pour la détection qualitative et sémi quantitative du facteur rhumatoïde dans le sérum.

Seuil de détection : 12 UI/ml.

Résultats en 2 minutes seulement.

40 tests 40052

100 tests 40053



HumaTex CRP

Test d'agglutination de latex pour la détection qualitative et sémi quantitative de la protéine C-réactive dans le sérum.

Seuil de détection : env. 6 mg/l.

Résultats en 2 minutes seulement.

40 tests 40042

100 tests 40043



HumaTex ASO

Test d'agglutination de latex pour la détection qualitative et sémi quantitative d'anti-streptolysine O dans le sérum.

Seuil de détection : 200 UI/l.

Résultats en 2 minutes seulement.

40 tests 40062

100 tests 40063



HumaTex SLE

Test d'agglutination de latex pour la détection qualitative et sémi quantitative d'anticorps antinucléaires associés au lupus érythémateux disséminé dans le sérum ou plasma.

Résultats en 2 minutes seulement.

20 tests 40031

50 tests 40030



DROGUES

Réf.



HumaDrug COCAINE

Test de dépistage pour des échantillons d'urine.

Seuil de détection : 300 ng/ml de benzoylecgonine.

Sensitivité : >98%, spécificité : >90%.

Résultats en 5 minutes seulement.

30 tests 25022



HumaDrug OPIATES

Test de dépistage pour des échantillons d'urine.

Seuil de détection : 300 ng/ml de morphine.

Sensitivité : >99%, spécificité : >94%.

Résultats en 5 minutes seulement.

30 tests 25032



HumaDrug CANNABINOIDS

Test de dépistage pour des échantillons d'urine.

Seuil de détection : 50 ng/ml de THC.

Sensitivité : >97%, spécificité : >96%.

Résultats en 5 minutes seulement.

30 tests 25052



HumaDrug METHAMPHETAMINE

Test de dépistage pour des échantillons d'urine.

Seuil de détection : 1000 ng/ml de méthamphétamine. Sensitivité : >99%, spécificité : >92%.

Résultats en 5 minutes seulement.

30 tests 25042

TESTS RAPIDES DE DÉPISTAGE

Vos Avantages

- > Résultats en quelques minutes
- > Instrumentation inutile
- > Utilisation facile
- > Résultats exacts, fiables
- > Kits de diagnostic économiques
- > Vaste ligne de produits
- > Conforme aux normes européennes de qualité élevées

