

HEXAGON HIV

Qualité Certifiée – Reconnue dans le Monde Entier

- > Excellente sensibilité
- > Répond aux normes Européennes élevées
- > Procédure simple et rapide du test
- > Stockage à température ambiante
- > Longue durée de vie

RAPID SCREENING TESTS

CoreLab DX



Rapid Screening Tests

Human

Diagnostics Worldwide

HEXAGON HIV

Test de Dépistage Rapide pour l'Application du Sang Total, du Sérum ou du Plasma



HEXAGON HIV

- > 3ème génération de test rapide
- > Les anticorps du VIH sont indiqués par des lignes de test distinctes

EXCELLENTE PERFORMANCE

- > Sensibilité de 100% avec des échantillons positifs pour le VIH (y compris tous les sous-types de 700 spécimens)
- > 99,9% de spécificité avec 1552 échantillons de VIH négatifs couvrant des individus en bonne santé et des patients d'hôpitaux
- > Sensibilité de pointe avec des panneaux de serconverts on du VIH-1



RÉPOND AUX NORMES EUROPÉENNES ÉLEVÉES

- > Assurance supplémentaire de qualité - un avantage pour les utilisateurs dans le monde entier
- > Une qualité élevée constante - tous les nouveaux lots sont testés par un laboratoire externe indépendant avant leur sortie

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BASE

- > Adapté pour un utilisation avec le sang total, le sérum et le plasma
- > Stockage à 2...30 °C – inutile de maintenir la chaîne du froid
- > Durée de conservation de 24 mois à compter de la date de fabrication

N° de Cat.

HEXAGON HIV	40 tests	57002P
	100 tests	57004P

PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE DU TEST

