

HumaSens

Glucomètre

Facilité d'utilisation & sécurité

- > Etat de l'art
- > Rapide
- > Facile à utiliser

BIOLOGIE DÉLOCALISÉE



www.HumaSens.com

HumaSens Glucomètre

Facilité d'utilisation & sécurité

- > Mesure rapide
- > Volume d'échantillon minimale
- > Longue stabilité des bandelettes
- > Large mémoire

Facilité d'utilisation

- > Conception symétrique du lecteur – utilisation de la main droite ou gauche
- > Guidage intuitif de l'utilisateur
- > Ecran à grands caractères – facile à lire
- > Logiciel de gestion des données sur PC facile à utiliser

Facilité d'utilisation et économie

- > 1 µl d'échantillon seulement
- > Pile longue durée pour 1 000 mesures
- > Résultat en 10 sec.
- > Mise en marche et arrêt automatiques

Fiabilité et sécurité

- > Stylo autopiqueur à profondeur de piqûre réglable
- > Option de saisie manuelle de valeur indice du patient
- > Codage facile avec la carte à puce



« Pour en savoir plus
www.HumaSens.com »



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	HumaSens
Domaine de mesure	20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l)
Durée de vie des piles	Environ 1 000 résultats
Capacité de mémoire	360 résultats
Température d'utilisation	10 °C – 40 °C
Altitude d'utilisation	Niveau de la mer – 3 250 m
Plage d'hématocrite	30 % – 55 %
Technologie	Biocapteur électrochimique (glucose oxydase)
Type de calibration	Calibré sur plasma
Péremption (bandelettes)	24 mois
Stabilité après ouverture de la boîte (bandelettes)	3 mois

Produits disponibles

Produits disponibles	Langues	REF
HumaSens – kit de départ (complet)	GB, D, F, E	1 kit 17540
	(complet) P, BG, RO, PL	1 kit 17540/E2
	(réduit*) GB, D, F, E	1 kit 17540-1
Bandelettes de test de glycémie	GB, D, F, E	2 x 25 unités 17542/25
	P, BG, RO, PL	2 x 25 unités 17542/25/E2
Solution de contrôle normal de glucose	GB, D, F, E	2 x 4 ml 17545
	P, BG, RO, PL	2 x 4 ml 17545/E2
Lancettes		100 unités 17543
Stylo autopiqueur		1 unité 17544
Carnet d'autosurveillance		1 unité 17540/100
Logiciel de gestion sur PC		1 unité 17550
Câble de connexion au PC		1 unité 17549
Kit de rechange HumaSens		5 glucomètres 17540/5
Jeu de piles		2 unités 17548

* sans lancettes ni autopiqueur

GB = Anglais, D = Allemand, F = Français, E = Espagnol, P = Portugais, BG = Bulgare, RO = Roumain, PL = Polonais

Human

Diagnostics Worldwide