

HUMAN
Target Values
BioRad Lyphocheck Tumor Marker Plus Control
REF 368X, LOT 54610 Level 1 - 3

REF		Units	Target	Range	Target	Range	Target	Range
		Einheiten	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich
		Unitades	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango
		Unités	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge
HUMAN Tumor Markers								
			Level 1 - 54611		Level 2 - 54612		Level 3 - 54613	
52010	AFP	ng/ml	6,64	4,45 - 8,84	68,47	45,9 - 91,1	183	123 - 244
52020	CEA	ng/ml	2,12	1,42 - 2,82	19,67	13,2 - 26,2	92,6	62,1 - 123
52050	CA125	U/ml	20,66	13,8 - 27,5	58,1	38,9 - 77,2	148,6	100 - 198
52080	CA15-3	U/ml	21,88	15 - 29,1	56,3	37,7 - 75	104,1	70 - 139
52060	CA19-9	U/ml	17,9	12 - 23,8	39,1	26,2 - 52,0	106,6	71,4 - 142
52035	fPSA	ng/ml	<0,50	-	2,48	1,66 - 3,30	>10	
52030	PSA	ng/ml	0,14	0,00 - 0,39	7,6	6,2 - 9,0	30,9	25 - 37

