

HUMAN

Target Values

BioRad Lyphocheck Tumor Marker Plus Control

REF 368X, **LOT** 54630 Level 1 - 3  2019-09-30

REF		Units	Target	Range	Target	Range	Target	Range
		Einheiten	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich	Sollwert	Bereich
		Unitades	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango	Valor meta	Rango
		Unités	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge	Valeur souhaitée	Marge
HUMAN Tumor Markers								
			Level 1 - 54631		Level 2 - 54632		Level 3 - 54633	
52010	AFP	ng/ml	7,14	4,78 - 9,49	66,7	44,7 - 88,7	202	135 - 268
52020	CEA	ng/ml	3,66	2,45 - 4,86	26,0	17,4 - 34,6	98,8	66,2 - 131
52050	CA125	U/ml	18,7	12,5 - 24,9	59,6	39,9 - 79,3	131	88,0 - 175
52080	CA15-3	U/ml	24,1	16,2 - 32,1	54,3	36,4 - 72,3	96,0	64,3 - 128
52060	CA19-9	U/ml	16,8	11,2 - 22,3	38,2	25,6 - 50,8	91,5	61,3 - 122
52035	fPSA	ng/ml	<0.5	-	1,92	1,29 - 2,55	8,99	6,03 - <10
53040	PSA	ng/ml	0,08	0,00 - 0,12	5,88	5,10 - 6,66	27,7	23,5 - 31,9



Lypho 54630
03-2018-002

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Tel.: +496122 99880 Fax: +496122 9988100 - e-mail: human@human.de