

HbA1c Calibrator Set

REF 10776

Content 4 x 0.5 ml

LOT

21001



2022 - 07

Version 1 / 05 - 2020

Target Values / Sollwerte / Valores meta / Valeurs souhaitées

The HbA1c calibrator concentrations are traceable to the IFCC HbA1c system.

Instrument / Gerät / Instrumento / Equipement	Units Maßeinheit Unidad Unité	CAL0	CAL1	CAL2	CAL3	CAL4
		Target value Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Target value Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Target value Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Target value Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Target value Sollwert Valor meta Valeur souhaitée
HumaStar 300SR	mmol/mol Hb	0,00	32,0	67,0	112	146
	%	0,00	5,08	8,28	12,4	15,5
HumaStar 600	mmol/mol Hb	18,5	39,5	73,5	121	156
	%	3,84	5,76	8,88	13,2	16,4
other	mmol/mol Hb	0,00	34,0	69,0	113	146
	%	0,00	5,26	8,46	12,5	15,5

For the above calibrator, the control values have been revised as follows:

Für den oben genannten Kalibrator wurden die Kontrollwerte wie folgt aktualisiert:

Para el calibrador anterior, los valores de control se han revisado de la siguiente manera:

Pour le calibrateur ci-dessus, les valeurs de contrôle ont été révisées comme suit :

HbA1c Control Blood

REF 10775

LOT ≤ 19001

The HbA1c control blood concentrations are traceable to the IFCC HbA1c system.

Instrument / Gerät / Instrumento / Equipement	Units Maßeinheit Unidad Unité	CONTROL BLOOD NORMAL [CBN]				CONTROL BLOOD ABNORMAL [CBA]			
		Target value	Range			Target value	Range		
		Sollwert	Bereich			Sollwert	Bereich		
		Valor meta	Rango permitido			Valor meta	Rango permitido		
		Valeur souhaitée	Marge			Valeur souhaitée	Marge		
HumaStar 300SR	mmol/mol Hb	40,0	32,0	-	48,0	127	102	-	152
	%	5,81	4,65	-	6,97	13,8	11,0	-	16,5
HumaStar 600	mmol/mol Hb	47,0	37,6	-	56,4	136	109	-	163
	%	6,45	5,16	-	7,74	14,6	11,7	-	17,5
other	mmol/mol Hb	40,0	32,0	-	48,0	127	102	-	152
	%	5,81	4,65	-	6,97	13,8	11,0	-	16,5

CA-HbA1c

Rev. 003 | valid of 05.06.2019

INF 1077602 - Version 1 / 05 - 2020

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany

Telefon +49 6122-9988-0 · Telefax +49 612-9988-100 · e-Mail human@human.de