

HbA1c Control Blood

REF 10775

Content 2 x 0.5 ml

LOT 20003
 2022 - 04

Version 1 / 08 - 2020

Target Values / Sollwerte / Valores meta / Valeurs souhaitées

The HbA1c control blood concentrations are traceable to the IFCC HbA1c system.

Depending on the calibrator LOT used, the following control ranges apply:

In Abhängigkeit von der verwendeten Kalibrator-LOT gelten folgende Kontrollbereiche:

Dependiendo del calibrador LOT utilizado, se aplican los siguientes rangos de control:

Selon le calibrateur LOT utilisé, les plages de contrôle suivantes s'appliquent :

Units
Maßeinheit
Unidad
Unité

CONTROL BLOOD NORMAL	
CBN	
Target value	Range
Sollwert	Bereich
Valor meta	Rango permitido
Valeur souhaitée	Marge

CONTROL BLOOD ABNORMAL	
CBA	
Target value	Range
Sollwert	Bereich
Valor meta	Rango permitido
Valeur souhaitée	Marge

HbA1c Calibrator Set, REF 10776, LOT ≤ 19001

Instrument / Gerät / Instrumento / Equipement	HumaStar 300SR	mmol/mol Hb
		%
	HumaStar 600	mmol/mol Hb
		%
	other	mmol/mol Hb
		%

36,0	28,8	-	43,2
5,44	4,36	-	6,53
44,6	35,7	-	53,5
6,23	4,98	-	7,48
36,0	28,8	-	43,2
5,44	4,36	-	6,53

103	82,4	-	124
11,6	9,30	-	13,9
96,2	77,0	-	115
11,0	9,20	-	12,7
103	82,4	-	124
11,6	9,30	-	13,9

HbA1c Calibrator Set, REF 10776, LOT ≥ 19501

Instrument / Gerät / Instrumento / Equipement	HumaStar 300SR	mmol/mol Hb
		%
	HumaStar 600	mmol/mol Hb
		%
	other	mmol/mol Hb
		%

37,0	29,6	-	44,4
5,54	4,43	-	6,64
46,0	36,8	-	55,2
6,36	5,09	-	7,63
37,0	29,6	-	44,4
5,54	4,43	-	6,64

110	88,0	-	132
12,2	9,80	-	14,7
110	88,0	-	132
12,2	9,80	-	14,7
110	88,0	-	132
12,2	9,80	-	14,7