

HUMAN

Target Values

BioRad Lyphocheck Immunoassay Plus Control

REF 370, **LOT** 40310 Level 1 - 3  2017-12-31

REF		Units Einheiten Unitades Unités	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge
HUMAN Hormones & Tumor Markers								
			Level 1 - 40311		Level 2 - 40312		Level 3 - 40313	
52010	AFP	ng/ml	17,0	11,4 - 22,7	94,9	63,6 - 126	203	136 - 271
52020	CEA	ng/ml	1,63	1,09 - 2,17	12,5	8,40 - 16,7	21,3	14,3 - 28,4
55050	Cortisol	ng/ml	34,2	21,9 - 46,5	201	129 - 273	326,3	209 - 444
55060	DHEA-S	µg/ml	0,44	0,24 - 0,64	1,21	0,67 - 1,78	4,55	2,50 - 6,60
55030	Estradiol	pg/ml	171	95,7 - 373	417,3	234 - 601	757	424 - 1090
55040	Estriol	ng/ml	2,54	1,40 - 3,68	7,79	4,28 - 11,3	16,5	9,10 - 24,0
52035	fPSA	ng/ml	0,51	0,34 - 0,68	1,86	1,24 - 2,47	*	
53020	FSH	IU/l	7,00	4,69 - 9,31	18,8	12,6 - 20,1	41,9	28,1 - 55,7
54015	ft3	pg/ml	2,58	1,73 - 3,43	4,63	3,10 - 6,16	6,77	4,54 - 9,01
54025	ft4	ng/dl	0,84	0,56 - 1,12	2,27	1,52 - 3,02	3,00	2,01 - 3,99
53040	hCG	IU/l	7,46	5,00 - 9,92	19,1	12,8 - 25,5	*	
53010	LH	IU/l	1,46	0,98 - 1,94	20,9	14,0 - 27,8	60,9	40,8 - 81,0
53030	Progesterone	ng/ml	0,70	0,39 - 1,02	10,45	5,75 - 15,2	30,7	16,9 - 44,5
55020	Prolactin	ng/ml	7,03	4,71 - 9,35	18,6	12,5 - 24,8	44,7	30,0 - 59,5
52030	PSA	ng/ml	1,28	0,85 - 1,70	4,94	3,30 - 6,57	33,5	22,5 - 44,5
54010	T3	ng/ml	0,96	0,64 - 1,27	2,06	1,38 - 2,74	3,39	2,27 - 4,51
54020	T4	µg/dl	5,38	3,82 - 6,94	11,7	7,81 - 15,5	15,4	10,3 - 20,4
55010	Testosterone	ng/ml	1,78	1,03 - 2,53	6,30	3,65 - 8,94	9,93	5,76 - 14,1
54030	TSH	mIU/l	0,34	0,19 - 0,49	5,87	3,82 - 7,92	*	

* Control is not suitable for this parameter as the target value is out of the linearity range of the test.

