

HUMAN

Target Values

BioRad Lyphocheck Immunoassay Plus Control

REF 370, **LOT** 40410 Level 1 - 3 📅 2024-09-30

Revision 1

REF		Units	Target	Range	Target	Range	Target	Range
		Einheiten Unitades Unités	Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Bereich Rango Marge	Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Bereich Rango Marge	Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Bereich Rango Marge
HUMAN Hormones & Tumor Markers								
			Level 1 - 40411		Level 2 - 40412		Level 3 - 40413	
52010	AFP	ng/ml	19,5	13,1 - 25,9	112,2	75,2 - 149,3	239	160,1 - 317,8
52020	CEA	ng/ml	1,42	0,95 - 1,89	13,2	8,85 - 17,6	23,1	15,5 - 30,7
55050	Cortisol	ng/ml	39,4	25,2 - 53,5	214	137 - 291	435	278 - 591
55060	DHEA-S	µg/ml	0,54	0,30 - 0,78	1,69	0,93 - 2,45	5,41	2,98 - 7,85
55030	Estradiol	pg/ml	195	109 - 281	508	285 - 732	1052	589 - 1514
55040	Estriol	ng/ml	1,68	0,93 - 2,44	4,41	2,42 - 6,39	14,1	7,73 - 20,4
52035	fPSA	ng/ml	0,46	0,31 - 0,61	3,05	2,05 - 4,06	>10	-
53020	FSH	IU/l	5,34	3,58 - 7,1	22,8	15,3 - 30,3	40,5	27,1 - 53,9
54015	ft3	pg/ml	2,58	1,73 - 3,43	5,44	3,64 - 7,23	8,36	5,60 - 11,1
54025	ft4	ng/dl	1,01	0,67 - 1,34	2,14	1,43 - 2,84	3,51	2,35 - 4,67
53040	hCG	IU/l	6,67	4,47 - 8,88	18,3	12,3 - 24,4	218,9	146,7 - >250
53010	LH	IU/l	1,95	1,24 - 2,67	29,4	19,7 - 39,0	99,3	66,5 - 132
53030	Progesterone	ng/ml	0,77	0,42 - 1,12	11,6	6,40 - 16,9	>37,2	-
55020	Prolactin	ng/ml	11,0	7,4 - 14,6	27,4	18,4 - 36,5	71,9	48,2 - 95,6
52030	PSA	ng/ml	1,29	0,70 - 1,86	6,26	4,07 - 8,45	27,7	17,9 - 37,3
54010	T3	ng/ml	0,99	0,66 - 1,32	2,40	1,60 - 3,19	3,77	2,52 - 5,01
54020	T4	µg/dl	5,39	3,61 - 7,17	11,6	7,78 - 15,4	15,4	10,3 - 20,5
55010	Testosterone	ng/ml	1,72	1,00 - 2,44	5,00	2,90 - 7,10	12,2	7,10 - 17,4
54030	TSH	mIU/l	0,20	0,11 - 0,29	4,92	3,19 - 6,63	28,2	18,3 - 38,1

* The marked level is not applicable for the indicated parameter as the target value is out of the measuring range of the assay.

